

OPTICEL 2% 2.0ml

... Ihr zuverlässiger Helfer bei der Katarakt - OP



Weil „PREMIUM“ schon beim Standard beginnt!!!

OPTICEL auf Hydroxypropylmethylcellulose basierendes Viskoelastikum. Erhältlich in der Konzentration:

OPTICEL 2% Sterile Einmalspritze mit 2ml Lösung inkl. 23G Einmalkanüle von Sterimedix, Luer-Lock Anschluss.

OPTICEL erhält optimal die Tiefe der Vorderkammer während der Capsulorhexis.

OPTICEL bietet sehr guten Schutz der Endothelzellen während der gesamten Operation, durch die dispersive Charakteristik.

OPTICEL ist frei von Konservierungsstoffen.

OPTICEL ist hoch rein und kann nach der Operation leicht durch Irrigation / Aspiration entfernt werden.

OPTICEL kann bei Raumtemperatur (10° - 30°) gelagert werden.



OPTICEL

Kostengünstig | Hoch rein | Ready for use...

Hersteller :



OPTICEL 2% 2.0ml / Technische Daten:

- Viskosität: 5000 cPs
- Molekulargewicht: ca. 86.000 Dalton

