

# OPTYLURON – NHS® Hyaluronsäure



**Ihr Begleiter bei jeder Katarakt-OP!**

Technische Daten	Optyluron NHS® 1 %*	Optyluron NHS® 1,4 %*
Sodium hyaluronate	1 %	1,4 %
Molekulargewicht [Dalton]	ø 5 Mio.	ø 5 Mio.
Viskosität, zero shear 25°C [cPs, mPas]	ø 1 Mio.	ø 3,3 Mio.
Lagerung	2°C – 25°C	2°C – 25°C
Injektionsspritzeninhalt [ml]	0,55/0,85	0,55/0,85

\*Bitte entnehmen Sie die vollständigen Produkteigenschaften und Anwendungen der Packungsbeilage.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Viskosität
- Gut ausspülbar und absaugbar
- Guter Endothelschutz
- Extrahiert aus dem Hahnenkamm
- Lagerung zwischen 2 – 25°